

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

	Implante 2.9	H.E	H.I	 BioDIRECT	 BioMORSE
Implante	55 Ncm	55 Ncm	55 Ncm	55 Ncm	45 Ncm
Pilar Esférico	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Ucla CoCr - Hexagonal / Quadrado	20 Ncm	32 Ncm	32 Ncm	32 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Ucla Plástica / Titânio - Hexagonal / Quadrado	20 Ncm	32 Ncm	32 Ncm	32 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Mini Cônico - Reto / Angulado	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Parafuso Pilar Universal CM - Reto / Angulado	-	-	-	-	20 Ncm
Cicatrizador	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tampa de Cobertura	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Montador	Manual	Manual	Manual	-	-
Trasferidor	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Cilindro Mini Pilar	12 Ncm	12 Ncm	12 Ncm	12 Ncm	12 Ncm

